

Prior to use, carefully read the instructions for use. **(EN)**

GRADIA® gum shades

LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GRADIA® instructions for use.

- Production of Metal Framework
 - Wax up framework in usual manner.
 - Cast in usual manner.
 - Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
- Treatment of Metal Framework
 - Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 - Clean with dry, oil-free air.
- Application of METALPRIMER II/ METALPRIMER Z

Apply one or two thin coats of METALPRIMER II / METALPRIMER Z to the retention area.

Note:

After application of the METALPRIMER II/ METALPRIMER Z, immediately start to apply GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention area.
- Application and Light curing of GRADIA FOUNDATION OPAQUE

Apply a layer of GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute using the LABOLIGHT LV-III / LABOLIGHT DUO.

Note:

The STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GRADIA FOUNDATION OPAQUE.

Build-up of veneer

Apply GRADIA composite and light cure according to GRADIA instructions for use.
- Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)

Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute using LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO.

Note:

1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and Depth of cure.

2) In case of color adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO.

3) The STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.
- Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)

Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the STEPLIGHT SL-I.

Finally light cure for 3 minutes using the LABOLIGHT LV-III.

Note:

 - If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the chart, apply in layers and light cure respectively (in the LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO).
 - In case of long span restorations, apply in sections to each side of one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise curing shrinkage.
 - Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT) as necessary.
 - If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area, incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30) or material of another shade, mix, apply and light cure.
 - When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure and polish.
 - Removal of air inhibited layer and Shape adjustment

Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur, diamond point or carburandum point.
 - Finish

Leave the margin thicker than desired and progressively finish using a rubber point or silicone point.
 - Polish and Buff

Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier		
Light curing device	Pre-cure	Final cure
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	1 min.	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—
Note:		
1) The STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.		
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for complete polymerization.		

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent			
Light curing device	Pre-cure	Final cure	
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	30 sec.	3 min.	—
STEPLIGHT SL-I	10 sec.	—	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—	1 min.
Note:			
1) The STEPLIGHT SL-I cannot be used for final curing.			
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for complete polymerization.			

Depth of cure (using the Labolight LV-III / LABOLIGHT DUO)			
Irradiation time	Pre-cure (30 sec.)	Pre-cure (1 min.)	Final cure (3 min.)
Gum Opaque	—	0,2 mm	—
Gum Opaque Modifier	—	0,2 mm	—
Gum	1,1 mm	—	2,5 mm
Gum Modifier	0,8 mm	—	1,5 mm
Gum Translucent	3,0 mm	—	5,0 mm
Note:			
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier (GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.			

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool place away from direct sunlight.(Shell life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)

- Starter Package
 - Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)
 - Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)
 - Syringe of 2.9mL paste - Gum (G21)
 - Syringe of 2.9mL paste - Gum (G22)
 - Syringe of 2.9mL paste - Gum (G23)
 - Syringe of 2.9mL paste - Gum (G24)
 - Syringe of 2.4mL gel - Gum Translucent (GT41)
 - Light prospective palette
 - Light protective cover
 - Mixing pad No. 22
 - Brush No. 7
 - Shade guide kit
 - Color chart
- Resin Packages
 - a. Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
 - Syringe of 2.4mL solution
 - b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
 - Syringe of 2.4mL solution
 - c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
 - Syringe of 2.9mL paste
 - d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
 - Syringe of 2.4mL gel
 - e. Gum Translucent (GT41)
 - Syringe of 2.4mL gel
 - f. Gum Fiber (GF71)
 - Bottle of 0.4g fibers

CAUTION

- In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Take care to avoid ingestion of the material.
- If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before use.
- After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to remove any residual material from the tip of the syringe and replace cap immediately after use.
- Do not mix with other materials.
- When light curing material, be sure to follow the irradiation time described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet light or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
- When light curing material, do not look directly into the light.
- When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhaling dust.
- The brush can be cleaned with alcohol after use.
- In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.geurope.com> or for the Americas <http://www.gcmérica.com>. They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 05/2019



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : **GC EUROPE N.V.**
Researchpark Haasrode-Luven 1240, Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1733 Botany Road, Bankstown, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9316 4499

PRINTED IN BELGIUM

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen. **(DE)**

GRADIA® gum shades

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer oder Methacrylat-Polymer.

GEBRUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr. 1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung für GRADIA® beachten.

- Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 - Zunächstste wie gewohnt aufwachsen.
 - Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 - Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
- Behandlung des metallischen Trägers
 - Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße sandstrahlen.
 - Anschließend mit trockener und öfreier Druckluft reinigen.
- Anwendung von METALPRIMER II/ METALPRIMER Z

Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen Überzügen von METALPRIMER II/ METALPRIMER Z versehen.

BEMERKUNG :
Unmittelbar nach der Anwendung von METAL PRIMER II/ METALPRIMER Z mit dem Auftrag von GRADIA OPAQUE beginnen, um eine zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu vermeiden.
- Aufbringen und Lichthärten von GRADIA FOUNDATION OPAQUE

Um die Retentionsfläche des Gerüsts abzudecken, wird eine Schicht GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit dem LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO gehärtet.

Anm.:
GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
- Aufbau eines Veneers

Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der Lichthärzeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GRADIA.

6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)

Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den Zahnfleischbereich des Gerüsts aufgebracht. Jede Schicht eine Minute lang mit dem LABOLIGHT LV-III / LABOLIGHT DUO provisorisch lichthärten.

BEMERKUNG :
1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für Lichthärungszeit und Belichtungsfläche beachten.
2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO aushärten.

3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
- Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)

Zunächst Gum (G) auftragen. Anschließend 30 Sekunden lang Lichthärten mit dem LABOLIGHT LV-III / LABOLIGHT DUO oder 10 Sekunden mit dem STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung erfolgt im LABOLIGHT LV-III / LABOLIGHT DUO.

BEMERKUNG :
1) Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der Belichtungsliste angegebene übersteigt, so muß in mehreren Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden.
2) Bei großspännigen Restaurationen immer eine Seite eines Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu vermeiden.
3) Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent auftragen werden.
4) Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum Modifier (GF71) in transparentem Gum Modifier (GM30) oder einem Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent darüber geben und dann aushärten.
- Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur

Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen und 10 Minuten wie gewohnt weiterarbeiten.
- Finish

Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform ausarbeiten.
- Polieren

Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier		
Lichthärtergerät	Vorhärtung	Aushärtung
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	1 Min.	—
Halogen / High power LED	20 Sek.	—
BEMERKUNG :		
1) Das STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.		
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.		

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent			
Lichthärtungsgerät	Vorhärtung	Aushärtung	
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	30 Sek.	3 Min.	—
STEPLIGHT SL-I	10 Sek.	—	—
Halogen / High power LED	20 Sek.	—	1 Min.
Bemerkung:			
1) Die STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolymerisation benützt werden.			
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.			

Härtungszeit (bei Gebrauch von LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO)			
Belichtungszeit (30 Sek.)	Vorhärtung (1 Min.)	Aushärtung (3 Min.)	
Farbton	—	0,2 mm	—
Gum Opaque	—	0,2 mm	—
Gum Opaque Modifier	—	0,2 mm	—
Gum	1,1 mm	—	2,5 mm
Gum Modifier	0,8 mm	—	1,5 mm
Gum Translucent	3,0 mm	—	5,0 mm
Bemerkung:			
1) Die STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolymerisation benützt werden.			
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.			

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent			
Lichthärtungsgerät	Vorhärtung	Aushärtung	
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	30 Sek.	3 Min.	—
STEPLIGHT SL-I	10 Sek.	—	—
Halogen / High power LED	20 Sek.	—	1 Min.
Bemerkung:			
1) Die STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolymerisation benützt werden.			
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.			

Härtungszeit (bei Gebrauch von LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO)			
Belichtungszeit (30 Sek.)	Vorhärtung (1 Min.)	Aushärtung (3 Min.)	
Farbton	—	0,2 mm	—
Gum Opaque	—	0,2 mm	—
Gum Opaque Modifier	—	0,2 mm	—
Gum	1,1 mm	—	2,5 mm
Gum Modifier	0,8 mm	—	1,5 mm
Gum Translucent	3,0 mm	—	5,0 mm
Bemerkung:			
Die Härtingsteile für transluzente Farböne G20 und GM30 sind entsprechend der von Gum Translucent.			

LAGERUNG

Für eine optimale Leistung an einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. (Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstelungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)

- Starterpaket
 - Spritze mit 2,4mL Lösung - Gum Opaque (GO11)
 - Spritze mit 2,4mL Lösung - Gum Opaque (GO13)
 - Spritze mit 2,9mL Paste - Gum (G21)
 - Spritze mit 2,9mL Paste - Gum (G22)
 - Spritze mit 2,9mL Paste - Gum (G23)
 - Spritze mit 2,9mL Paste - Gum (G24)
 - Spritze mit 2,4mL Paste - Gum Translucent (GT41)
 - Einwegpalette
 - Lichtschutzhülle
 - Ansichtspad No. 22
 - Pinsel No. 7
 - Farbschüsselset
 - Farbtafel
- Nachfüllpackungen
 - a. Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
 - Spritze mit 2,4mL Lösung
 - b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
 - Spritze mit 2,4mL Lösung
 - c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
 - Spritze mit 2,9mL Paste
 - d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
 - Spritze mit 2,4mL Gel
 - e. Gum Translucent (GT41)
 - Spritze mit 2,4mL Gel
 - f. Gum Fiber (GF71)
 - Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG

- Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen.
- Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
- Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf Raumtemperatur erwärmen kann.
- Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ; anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen.
- Nicht mit anderen Materialien vermischen.
- Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichbares Licht und UV-Licht abgibt, verwenden.
- Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
- Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubzug sowie eine Staubschutzmaske verwenden!
- Die Staubzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.
- In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.
- Es sollte stets eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: <http://www.geurope.com>
In Amerika gilt folgender Link: <http://www.gcmérica.com>
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 05/2019

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. **(FR)**

GRADIA® gum shades

SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE POUR LA REPRODUCTION DE FAUSSE GENÇIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDÉES

Eviter d'utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie connue aux ciments verre ionomère.

CONTRE INDICATION

Risquer l'utilisation de ce produit chez des patients souffrant d'allergies connues au monomère méthacrylate ou au polymère.

MODE D'EMPLOI

Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode d'emploi de GRADIA®.

- Fabrication du châssis métallique.
 - Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 - Couler de manière habituelle.
 - Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraisee au carbure.
- Traitement du châssis métallique.
 - Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 - Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
- Application du METALPRIMER II/ METALPRIMER Z

Appliquer une ou deux fines couches de METALPRIMER II/ METALPRIMER Z sur les zones de rétention.

Note:

Après application de METALPRIMER II/ METALPRIMER Z commencer immédiatement l'application de GRADIA OPAQUE afin d'éviter toute contamination de la surface de rétention.
- Application et photopolymérisation de GRADIA FOUNDATION OPAQUE

Appliquer une couche de GRADIA FOUNDATION OPAQUE sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal. Photopolymériser pendant 1 minute dans le LABOLIGHT LV-III / LABOLIGHT DUO.

Note:

La STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la photopolymérisation de GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
- Montage de la couronne à facette.

Appliquer le composite GRADIA et photopolymériser selon le mode d'emploi de GRADIA.
- Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)

Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement chaque couche pendant 1 minute dans le LABOLIGHT LV- III/ LABOLIGHT DUO.

Note:

1)Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gençive,se reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de profondeur de polymérisation ci-après.
2)Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser pendant 1 minute dans le LABOLIGHT LV- III/ LABOLIGHT DUO.

3) Le STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisé pour photopolymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
- Application, pré-polymérisation et polymérisation finale dumatérieru Gum (G)

Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser temporairement pendant 30 secondes dans le LABOLIGHT LV-III/ LABOLIGHT DUO ou pendant 10 secondes avec le STEPLIGHT SL-I. Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans le LABOLIGHT LV- III / LABOLIGHT DUO.

Note:

1)S'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le LABOLIGHT LV- III / LABOLIGHT DUO).
2)Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de polymérisation.
3)Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT) autant que nécessaire.

4)Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la gençive, incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.

5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du Gum Translucent, photopolymériser et polir.
- Finishing

Éliminer la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage de la forme.
Éliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition en utilisant une fraisee au carbure, diamantée, ou une pointe au carburandum.
- Polir

Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconnée.
- Polissage et Brillantage.

Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la restauration de gençive.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier		
Type d'activateur lumineux	Prépolymérisation	Polymérisation finale
LABOLIGHT LV- III, II /DUO	1 min.	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent			
Type d'activateur lumineux	Prépolymérisation	Polymérisation finale	
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	30 sec.	3 min.	—
STEPLIGHT SL-I	10 sec.	—	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—	1 min.
Note:			
1) La STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les matériaux présentés ci-dessus.			
2) Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.			

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier		
Type d'activateur lumineux	Prépolymérisation	Polymérisation finale
LABOLIGHT LV- III, II /DUO	1 min.	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent			
Type d'activateur lumineux	Prépolymérisation	Polymérisation finale	
LABOLIGHT LV-III, II /DUO	30 sec.	3 min.	—
STEPLIGHT SL-I	10 sec.	—	—
Halogen / High power LED	20 sec.	—	1 min.

Profondeur de polymérisation (Avec le LABOLIGHT LV- III/ LABOLIGHT DUO)			
Temps d'insolation	Pré-Polymérisation (30 sec)	Pré-Polymérisation (1 min.)	Polymérisation Finale (3 min.)
Teintes	—	0,2 mm	—
Gum Opaque	—	0,2 mm	—
Gum Opaque Modifier	—	0,2 mm	—
Gum	1,1 mm	—	2,5 mm
Gum Modifier	0,8 mm	—	1,5 mm
Gum Translucent	3,0 mm	—	5,0 mm
Note:			
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier (GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.			

STOCKAGE

Pour garder leurs performances optimales, conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil. (Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)

- Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 - Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO11)
 - Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)
 - Seringue de 2,9mL de pâte - Gum (G21)
 - Seringue de 2,9mL de pâte - Gum (G22)
 - Seringue de 2,9mL de pâte - Gum

