

SOLARE Flo

LIGHT-CURED RADIOPAQUE FLOWABLE COMPOSITE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE

1. Liner or base
2. Blocking out undercut
3. Repair of (in) direct aesthetic restorations, temporary crown & bridge, defect margins when margins are in enamel
4. Sealing hypersensitive areas
5. Fissure sealant
6. Direct restorative for II, III, IV, I and V cavities including small cavities which require high flowability.


CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

Operation

1. Preparations
 - 1) Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise.
 - 2) Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
 - 3) Place the light protective cover until use.

Note: Take care not to attach the dispensing tip too tightly. This may damage its screw. In order to ensure a tight connection make sure that the threads are free of remnant material.



2. Shade Selection

Clean the tooth with pumice and water. Shade selection should be made prior to isolation. Select the appropriate shade from shades of A1, A2, A3, A3.5. Shades are based on the Vita® classical shade guide.

*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

3. Cavity Preparation

Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with oil free air. Rubber dam is recommended to isolate prepared tooth from contamination with saliva, blood or sulcus fluid.

Note: For pulp capping, use calcium hydroxide.

4. Bonding treatment


For bonding SOLARE Flo to enamel and/or dentine, use a light-cured bonding system such as SOLARE UNIVERSAL BOND, G-Premio BOND, G-BOND. Follow manufacturer's instructions.

Placement of SOLARE Flo

- 1) Remove cover from the dispensing tip.

Note: Prior to syringe material into the cavity, make sure to check the following:

 1. Dispensing tip is securely attached to the syringe.
 2. Any possible air from the dispensing tip is removed by gently pushing forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until material reaches the opening of the tip (Fig. 2).



- 2) Place the dispensing tip as close as possible to the prepared cavity, and slowly push the plunger to syringe material. Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.

Note:

 - a. If plugged, remove the dispensing tip and extrude a small amount of material directly from the syringe.
 - b. Minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.
 - c. After use, immediately remove and dispose the dispensing tip and tightly close the syringe with the cap.

6. Light Curing

Light cure the SOLARE Flo using a light curing unit. Keep light guide as close as possible to the surface. Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Shade	Irradiation time	
	5 sec. (Plasma arc) (2000mW/cm ²)	10 sec. (High power LED) (more than 1200 mW/cm ²)
A1, A2, A3	2.0mm	20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm ²)
A3.5	1.5mm	

7. Finishing and Polishing

Finish and polish using standard techniques.

SHADES

A1, A2, A3, A3.5

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight. (Shelf life : 3 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. Syringe 1g (0.56mL), 3 dispensing tip (plastic type), 1 light protective cover
2. 30 dispensing tips (plastic type), 2 light protective covers
3. 30 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers

CAUTION


1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. Do not mix with other similar products.
5. Dispensing tips are for single use only. To prevent cross contamination between patients, do not reuse the dispensing tip. The dispensing tip cannot be sterilized in an autoclave or chemically.
6. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
7. Wear protective eye glasses during light curing.
8. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
9. Avoid getting material on clothing.
10. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before light curing.
11. Do not use SOLARE Flo in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder SOLARE Flo from setting.
12. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.
13. Dispose of all wastes according to local regulations.
14. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
15. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gceurope.com>
<http://www.gcamerica.com>
<http://www.gcasidental.com>
<http://www.gciindidental.com>

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERS. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

- Last revised: 02/2017
- Rx Only**



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasuga, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1, Hiranuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE NV
Researchpark Hasselode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 10 10

GC AMERICA INC.
3727 West 127th Street, Minneapolis, IL 65603 U.S.A.
TEL: +1 708-597-0900
www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, Santana - 02022-051
São Paulo, SP - Brasil
Tel: +55-11-2925-3965
CNPJ: 08.279.999/0001-61
Responsável Técnica
Mayara de Santis Ribeiro
CROSP: 105.982

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Courtyard, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7989
PRINTED IN JAPAN

SOLARE Flo

COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE Y RADIOPACO

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las aplicaciones recomendadas.

INDICACIONES

1. Liner o base
2. Bloquear zonas retentivas
3. Reparación de restauraciones estéticas (in) directas, coronas y puentes temporales, defecto de los márgenes cuando los estos se encuentran en esmalte
4. Sellador de zonas hipersensibles
5. Sellado de fisuras
6. Restauraciones directas para Clases II, III, IV, I y V incluidas pequeñas cavidades que requieren un composite con alta fluidez


CONTRAINDICACIONES

Evitar el uso de este producto en pacientes con alergias a monómeros o polímeros de metacrilato.

Operatoria

1. Preparaciones
 - 1) Sostenga la jeringa en posición vertical y retire la tapa girando hacia la izquierda.
 - 2) Inmediatamente y firmemente ajuste la punta dispensadora en la jeringa girandola hacia la derecha.
 - 3) Coloque la tapa protectora de luz despues de su uso.

Nota: Cuidado de no colocar la punta dispensadora con demasiada fuerza. Esto podría dañar la rosca. A fin de asegurar una conexión firme, asegúrese de que los conductos están libres de material remanente.



2. Selección del color

Limpia el diente con piedra pómez y agua. La selección del color debe hacerse antes del aislamiento. Seleccione el color apropiado entre los colores clasificados: A1, A2, A3, A3.5. Los colores se basan en la guía de colores clásica Vita®.

* Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania

3. Preparación de la cavidad

Prepare la cavidad usando las técnicas estándar. Secar, soplando suavemente con aire libre de aceite. El dique de goma se recomienda para aislar el diente preparado de la contaminación con saliva, sangre o fluido del surco.

Nota: Para el recubrimiento de la pulpa, usar hidróxido de calcio.

4. Tratamiento del Bonding


Para la adhesión del SOLARE Flo al esmalte y / o dentina, usar un sistema de adhesivo fotopolimerizable como SOLARE UNIVERSAL BOND, G-Premio BOND, G-BOND. Siga las instrucciones del fabricante.

Colocación de SOLARE Flo

- 1) Retirar la tapa de la punta dispensadora.

Note: Antes de introducir el material de la jeringa en la cavidad, asegúrese de comprobar lo siguiente:

 1. La punta dispensadora está correctamente conectada a la jeringa.
 2. El posible aire de la punta dispensadora se retira suavemente impulsando el émbolo de la jeringa con la punta hacia arriba hasta que el material llega a la abertura de la punta (Fig. 2).



- 2) Coloque la punta dispensadora lo más cerca posible de la cavidad preparada, y lentamente empuje el émbolo de la jeringa. Por otra parte, dispense el material en un bloque de mezcla y transfíralo a la cavidad con un instrumento adecuado.

Note:

 - a. Si está tapado, extraiga la punta dispensadora y extraiga una pequeña cantidad de material directamente de la jeringa.
 - b. Evite la exposición a la luz ambiental. La luz ambiental puede acortar el tiempo de manipulación.
 - c. Después del uso, quite inmediatamente, deseche la punta dispensadora y cierre bien la jeringa con la tapa.

6. Sugerencia clínica

Como el fin de inyectar eficazmente, use la tensión superficial del material para garantizar la uniformidad en toda la superficie de la restauración durante la reconstrucción. Una vez que la cantidad necesaria se ha inyectado, libere la presión sobre el émbolo y extraiga la jeringa en una dirección perpendicular a la superficie. Esto permitirá que el material se separe de la punta dispensadora y proporciona una superficie lisa sobre la restauración.

6. Fotopolimerizado

Fotopolimerice SOLARE Flo utilizando una lámpara de polimerización. Mantenga la guía de luz lo más cerca posible a la superficie. Consulte la tabla siguiente de tiempos de irradiación e Intensidad de profundidad de fraguado.

Color	Tiempo de Irradiación	
	5 s (Plasma) (2000mW/cm ²)	10 s (Alta potencia LED) (más de 1200 mW/cm ²)
A1, A2, A3	2.0mm	20 s (Halógeno/LED) (700 mW/cm ²)
A3.5	1.5mm	

NOTA:

1. El material debe colocarse y fotopolimerizarse en capas. Para el máximo espesor de capa, por favor consulte la tabla de arriba.
2. Baja intensidad de luz puede causar un fraguado insuficiente o decoloración del material.

Acabado y Pulido

Acabar y pulir usando técnicas estándar.

COLORES

A1, A2, A3, A3.5

ALMACENAMIENTO

Para un rendimiento óptimo se recomienda conservarlo en un lugar fresco y oscuro (4-25°C / 39,2 a 77,0°F), protegido de altas temperaturas y de la luz solar directa. (Duración: 3 años desde la fecha de fabricación)

PRESENTACIÓN

1. Jeringa 1g (0.56mL), 3 puntas dispensadoras (de plástico), 1 tapa protectora de luz Pack de punta dispensadora:
2. 30 puntas dispensadoras (de plástico), 2 tapas protectoras de luz
3. 30 puntas dispensadoras (de metal), 2 tapas protectoras de luz

PRECAUCIÓN

1. En caso de contacto con la mucosa bucal o la piel, eliminar inmediatamente con algodón o una esponja empapada en alcohol. Enjuagar con abundante agua. Para evitar el contacto con la piel o los tejidos orales use un dique de goma y / o cocoa butter.
2. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. Tenga cuidado de no ingerir el material.
4. No mezclar con otros productos similares.
5. Las puntas dispensadoras son para un solo uso. Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, no volver a utilizar la punta dispensadora. La punta dispensadora no se puede esterilizar en autoclave o químicamente.
6. Use guantes de goma o de plástico durante la operación para evitar el contacto directo con la capa de inhibición de la resina con el fin de prevenir posibles sensibilidades.
7. Usar gafas de protección ocular durante la polimerización.
8. Para el pulido del metal polimerizado, use un colector de polvo y usar una mascarilla el para evitar la inhalación del polvo.
9. Evite que el material caiga en la ropa.
10. En caso de contacto con áreas no deseadas de los dientes o aparatos de prótesis, elimine con un instrumento, una esponja o bolita de algodón antes de la fotopolimerización.
11. No utilice SOLARE Flo en combinación con materiales que contengan eugenol dado que el eugenol puede obstaculizar el fraguado de SOLARE Flo.
12. No limpie la punta dispensadora con excesiva cantidad de alcohol ya que puede causar la contaminación de la pasta.
13. Deseche todos los residuos de acuerdo a las normativas locales.
14. En casos raros el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si alguna de estas reacciones es experimentada, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.
15. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
<http://www.gceurope.com>
<http://www.gcamerica.com>
<http://www.gcasidental.com>
<http://www.gciindidental.com>

También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo y compruebe si la etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si está dañado. NO SUMERJIR. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un producto de control de la infección de la salud de calidad registrada de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.

Última revisión: 02/2017

SOLARE Flo

COMPOSITO FLUIDO RADIOPACO FOTOPOLIMERIZÁVEL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES

1. Liner ou base
2. Retenção da preparação cavitária
3. Reparação de restaurações estéticas (in) diretas, coroas e pontes temporárias, margens defeituosas quando estão em esmalte
4. Selar zonas de hipersensibilidade
5. Selante de fôssulas e fissuras
6. Restaurações diretas para a Classe II, III, IV, I e V, incluindo as pequenas cavidades que requerem alta fluidez.

CONTRA-INDICAÇÕES

Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monômero de metacrilato ou ao polímero de metacrilato.

Operação

1. Preparações
 - 1) Com a seringa na vertical, remover a tampa rodando no sentido anti horário.
 - 2) Colocar imediatamente e de forma segura a ponta aplicadora na seringa rodando no sentido horário.
 - 3) Colocar a tampa de proteção contra a luz até a próxima utilização.

Nota: Cuidado para não apertar muito a ponta aplicadora. Isso danifica a rosca. Afim assegurar um encaixe perfeito, certifique-se de que as roscas estão livres de material residual.

2. Seleção de Tonalidades

Limpe o dente com pasta de pedra pómes e água. A seleção da tonalidade deve ser feita antes do isolamento. Seleção a tonalidade apropriada entre as cores: A1, A2, A3, A3.5. As tonalidades são baseadas no catálogo de tonalidades Vita® clássicas.

*Vita® é uma marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

3. Preparação de Cavitária

Preparar a cavidade usando técnicas padrão. Seque com um jato de ar suave isento de óleo. Recomenda-se a utilização de um dique de borracha para isolar o dente preparado de contaminação com saliva, sangue ou fluido sulcular.

Nota: Para a proteção pulpár, use hidróxido de cálcio.

4. Tratamento de adesão

Para unir o SOLARE Flo ao esmalte e/ou dentina, utilize um sistema de adesão fotopolimerizável como SOLARE UNIVERSAL BOND, G-Premio BOND, G-BOND. Siga as instruções do fabricante.

Aplicação do SOLARE Flo

- 1) Retirar a tampa da ponta aplicadora.

Note: Antes de aplicar o material com a seringa na cavidade e, verificar o seguinte:


 1. A ponta aplicadora está bem fixada na seringa.
 2. Todo o ar que possa estar na ponta aplicadora foi removido empurrando suavemente o êmbolo da seringa para a frente com a ponta virada para cima até o material chegar à abertura da ponta (Fig. 2).

- 2) Posicionar a ponta aplicadora o mais próximo possível da cavidade preparada e empurrar lentamente o êmbolo para injetar o material. Como alternativa, é possível dispensar o material sobre uma placa de mistura e transferi-lo para a cavidade com um instrumento adequado.

Note:

 - a. Se estiver bloqueado, retirar a ponta dispensadora e espremer uma pequena quantidade de material diretamente da seringa.
 - b. Minimizar a exposição à luz ambiente. A luz ambiente pode encurtar o tempo de manipulação.

3. Depois de utilizar, remover imediatamente e descartar a ponta aplicadora e fechar bem a seringa com a tampa.



6. Sugestão Clínica

Para uma injeção eficaz, utilizar a tensão superficial do material para assegurar a uniformidade em toda a superfície da restauração durante a reconstrução. Depois de injetar a quantidade necessária, soltar a pressão sobre o êmbolo e retirar a seringa na perpendicular à superfície. Isso permitirá que o material se separe da ponta aplicadora e assegure uma superfície lisa no topo da restauração.

6. Fotopolimerização

Fotopolimerizar o SOLARE Flo com um aparelho de fotopolimerização. Manter a guia de luz o mais próximo possível da superfície. Consulte o gráfico seguinte do Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva.

Tonalidade	Tempo de irradiação	
	5 seg. (Arco de plasma) (2000mW/cm ²)	10 seg. (LED de alta potência) (mais de 1200 mW/cm ²)
A1, A2, A3	2.0mm	20 seg. (Halógeno/LED) (700 mW/cm ²)
A3.5	1.5mm	

Acabamento e Polimento

Acabar e polir usando as técnicas padronizadas.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um ótimo desempenho, conservar em local fresco e escuro (4-25°C / 39,2 a 77,0°F), protegido de temperaturas altas e da luz direta do sol. (Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.)

EMBALAGENS

1. Seringa de 1g (0.56mL), 3 pontas aplicadoras (plástico), 1 tampa de proteção contra a luz
2. 30 pontas aplicadoras (plástico), 2 tapas de proteção contra a luz
3. 30 pontas aplicadoras (agulha), 2 tapas de proteção contra a luz

CAUIDADO

1. Em caso de contato com a mucosa oral ou pele, retirar imediatamente com algodão ou uma esponja embebidas em álcool. Lave com água. Para evitar o contato, pode usar um dique de borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o campo operatório da pele e tecido oral.
2. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
3. Tome precauções para evitar a ingestão do material.
4. Não misturar com outros produtos semelhantes.
5. As pontas aplicadoras destinam-se a uma utilização única. Para prevenir a contaminação cruzada entre pacientes, não reutilizar a ponta aplicadora. A ponta aplicadora não pode ser esterilizada em autoclave ou quimicamente.
6. Utilize luvas de plástico ou de borracha durante a operação para evitar o contato direto com camadas de resina inibida pelo ar, a fim de evitar uma possível reação de sensibilidade.
7. Use óculos de proteção durante a fotopolimerização.
8. Ao polir material polimerizado, use um aspirador e uma máscara de proteção para evitar a inalação do pó liberado durante o corte.
9. Evite contaminar o vestuário com o material.
10. Em caso de contato com áreas do dente não previstas ou equipamento protético, remova com um instrumento, esponja ou bola de algodão antes da fotopolimerização.
11. Não utilize o SOLARE Flo em combinação com materiais que contêm eugenol, pois o eugenol pode impedir a cura do SOLARE Flo isso pode contaminar a pasta.
12. Não limpe a ponta de distribuição com álcool em excesso, pois isso pode causar contaminação da pasta.
13. Eliminar todos os resíduos em conformidade com as normas locais.
14. Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações desse gênero, interrompa o uso do produto e consulte um médico.
15. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
<http://www.gceurope.com>
<http://www.gcamerica.com>
<http://www.gcasidental.com>
<http://www.gciindidental.com>

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFECCIÓN

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfecção de nível médio. Inmediatamente após a utilização inspecionar o dispositivo e rotulo para verificar se há deterioração. Descartar o dispositivo danificado. NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o controle da infecção de nível médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Última revisão: 02/2017

SOLARE Flo

IŞIKLA SERTLEŞEN RAPYOPAK AKIŞKAN KOMPOZİT

Sadece önerilen durumlarda bir diş hekimî tarafından kullanılabilir.

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR

1. Astar veya kaide
2. Girintilerin doldurulmasında
3. Doğrudan olan/olmayan estetik restorasyonların, geçici kuron ve köprülerin, diğ minesindeki bozuk kenarların onarımı
4. Aşırı hassas bölgelerin yalıtımında
5. Fissürlerin kapatılmasında
6. Sınıf II, III, IV, I ve V küçük kaviteler için doğrudan restorasyon matzemesi

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Bilinen metakrilat monomer veya metakrilat polimer alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanımından kaçınılmalıdır.

Kullanım

1. Hazırlıklar
 - 1) Şırıngayı dik olarak tutun ve kapağı saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
 - 2) U

Sebelum menggunakan, bacalah petunjuk penggunaan dengan saksama. **ID**

SOLARE Flo

KOMPOSIT LIGHTCURE CAIR RADIOPAK BERKEKUATAN TINGGI

Digunakan hanya oleh profesi dokter gigi sesuai kewenangannya.

INDIKASI


1. Liner atau alas kavitas.
2. Memblokir undercut
3. Memperbaiki restorasi estetik langsung, mahkota & jembatan sementara, cacat pada persambungan email
4. Sealing daerah hipersensitif
5. Fisure sealant
6. Restorasi langsung untuk kavitas Kelas II, III, IV, I, V termasuk kavitas kecil yang memerlukan bahan tumpatan yang mampu mengalir masuk ke dalam seluruh bagian kavitas.

KONTRA INDIKASI

Hindari penggunaan produk ini pada pasien mengidap alergi terhadap metakrilat monomer atau polimer metakrilat.

Penataaksanaan

1. Persiapan
 - 1) Pegang syringe tegak dan buka penutup (cap) dengan memutar berlawanan jarum jam.
 - 2) Segera pasang dispensing tip secara tepat dan putar searah jarum jam.
 - 3) Tempatkan penutup pelindung sinar (light protective cover) sampai menjelang digunakan.




Catatan:
Perhatikan: jangan memasang dispensing tip terlalu kencang. Hal ini dapat merusak alur sekrupnya. Dalam rangka untuk memastikan sambungan yang baik, pastikan tidak ada sisa materi menempel pada alur sekrup.

2. Pemilihan warna. Bersihkan gigi dengan batu apung dan air. Pemilihan warna harus dilakukan sebelum proses penempatan gigi. Pilih warna yang sesuai dari nuansa A1, A2, A3, A3.5. Nuansa didasarkan pada panduan warna klasik Vita® * Vita® adalah merek dagang terdaftar dari Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Jerman.
3. Persiapan preparasi kavitas. Preparasi kavitas menggunakan teknik standar. Keringkan kavitas dengan menipul dengan udara bebas minyak. Rubber dam dianjurkan untuk mengisolasi gigi dari kontaminasi dengan air liur, darah atau cairan sulkus.

Catatan:
Bila digunakan untuk menutup pulp capping, pulp capping harus dari bahan Kalsium Hidroksida.

4. Perihal bonding
 - 1) Untuk melakukan bonding SOLARE Flo pada enamel dan / atau dentin, gunakan sistem light-cured bonding seperti pada penggunaan SOLARE UNIVERSAL BOND, G-Premio BOND, G-BOND. Ikuti petunjuk pabrik.



5. Cara aplikasi SOLARE Flo
 - 1) Lepaskan penutup pelindung sinar (light protective cover) dari ujung dispensing tip.
 - 1) Catatan: Sebelum memasukkan bahan tumpatan ke dalam kavitas, pastikan untuk memeriksa berikut:
 - a) Dispensing tip terpasang dengan tepat
 - b) Bila ada udara yang mungkin ada di ujung dispensing tip, hilangkan secara lembut dengan cara mendorong maju plunger syringe dengan posisi ujung dispensing tip mengarah ke atas sampai materi mencapai pembukaan ujung (Gbr. 2).
 - 2) Letakkan ujung dispensing tip sedekat mungkin ke kavitas yang telah dipreparasi, dan perlahan-lahan dorong plunger untuk memasukkan materi ke dalam kavitas. Atau, mengeluarkan materi ke sebuah mixing pad dan transfer ke kavitas menggunakan instrumen sesuai kebutuhan.

- a) Jika tersumbat, lepaskan dispensing tip dan keluarkan sejumlah kecil materi langsung dari syringe.
- b) Minimalkanlah paparan cahaya lingkungan. Cahaya lingkungan dapat mempersingkat waktu manipulasi.
- c) Setelah digunakan, segera lepaskan dan buang dispensing tip dan tutup syringe dengan cap dengan tepat.

PETUNJUK KLINIS

Agar suntikan materi efektif, pastikan seluruh permukaan restorasi dialiri materi secara merata. Setelah jumlah yang diperlukan telah disuntikkan, lepaskan tekanan pada plunger dan tarik dispensing tip arah tegak lurus dari permukaan. Hal ini akan menyebabkan materi terisahkan dari ujung dispensing tip dan memungkinkan permukaan restorasi menjadi halus.

6. Light curing
 - 1) Light cure SOLARE Flo menggunakan unit Light curing. Bawa moncong sinar sedekat mungkin ke permukaan restorasi. Ikuti petunjuk tabel berikut untuk lamanya waktu penyinaran dan kedalaman/ ketebalan efek curing

Waktu penyinaran	5 detik (Plasma arc)(2000mW/cm²)
Warna nuansa	10 detik (High powe LED) (lebih dari 1200mW/cm²)
	20 detik (Halogen/LED)(700mW/cm²)
A1, A2, A3	2,0mm
A3.5	1,5mm

- Catatan :
1. Curing harus dilakukan bertahap selapis demi selapis. Untuk ketebalan maksimum lapisan, lihat tabel di atas.
 2. Intensitas cahaya rendah dapat menyebabkan pematangan curing tidak memadai atau terjadi perubahan warna dari materi.

7. Finishing dan Polishing
 - 1) Finishing dan Polishing gunakan teknik standar.

RONA WARNA

A1, A2, A3, A3.5

PENYIMPANAN

Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, simpanlah di tempat yang sejuk dan gelap (4-25 ° C / 39,2-77,0 ° F), jauhkan dari suhu tinggi atau sinar matahari langsung. (masa kedaluwarsa: 3 tahun dari tanggal pembuatan)

KEMASAN

- 1) Syringe 1g (0.56mL), 3 dispensing tip (tipe tip plastik), 1 light protective cover
- 2) Paket Dispensing tip:
- 3) 30 dispensing tips (tipe tip plastik), 2 light protective covers
- 3) 30 dispensing tips (tipe tip logam), 2 light protective covers

PERINGATAN

1. Dalam kasus terjadi kontak dengan jaringan mukosa mulut atau kulit, hilangkan segera dengan kapas atau sponns direndam dalam alkohol. Siram dengan air. Untuk menghindari kontak, rubber-dam dan / atau cocoa butter dapat digunakan untuk mengisolasi bidang operasi dari kulit atau jaringan oral.
2. Dalam kasus terjadi kontak dengan mata, siram segera dengan air dan cari pertolongan medis.
3. Bahan jangan ditelan
4. Jangan mencampur dengan produk sejenis lainnya.
5. Dispensing tip adalah alat sekali pakai. Untuk mencegah kontaminasi silang antar pasien, jangan menggunakan kembali dispensing tip bekas. Dispensing tip tidak dapat disterilisasi dalam autoklaf atau chemiclave.
6. Gunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan karet selama operasi untuk menghindari kontak langsung dengan resin untuk mencegah kemungkinan alergi.
7. Pakailah kacamata pelindung selama proses light curing.
8. Ketika memoles materi polimer, menggunakan kolektor debu dan memakai masker debu untuk menghindari menghirup debu serpihan.
9. Hindari material menempel di pakaian.
10. Dalam kasus terjadi kontak dengan daerah yang tidak diinginkan seperti pada bagian gigi atau gigi tiruan, bersihkan terlebih dahulu gigi atau gigi tiruan dengan instrumen, spons atau butiran kapas sebelum dilakukan light curing.
11. Jangan gunakan SOLARE Flo bersamaan dengan material berbahan eugenol, eugenol dapat menghalangi setting SOLARE Flo.
12. Jangan bersihkan ujung dispensing tip dengan alkohol yang berlebihan karena dapat menyebabkan kontaminasi pada pasta.
13. Buang semua limbah sesuai dengan peraturan setempat.
14. Dalam kasus yang jarang terjadi, pada beberapa orang, produk dapat menyebabkan alergi. Jika terjadi reaksi seperti itu, hentikan penggunaan produk dan rujuk ke dokter.
15. Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker wajah dan kacamata keselamatan harus selalu dipakai.

Beberapa produk yang direferensikan dalam IFU (Instructions for Use) ini dapat diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut GHS, (Globally Harmonized System - of Classification and Labeling of Chemicals) Selalu membiasakan diri membaca lembar data keselamatan yang tersedia di:

- http://www.gceurope.com
- http://www.gcamerica.com
- http://www.gcasidental.com
- http://www.gcindidental.com

Atau dapat diperoleh pada penjual.

MEMBERSIHKAN DAN DISINFEKSI:
PERANGKAT PAKAI ULANG: untuk menghindari kontaminasi silang antar pasien perangkat ini memerlukan disinfeksi tingkat menengah. Segera setelah digunakan periksa perangkat dan label untuk mengetahui bila ada kerusakan. Buang perangkat jika rusak.
JANGAN DIRENDAM. Bersihkan perangkat sebersih mungkin untuk mencegah pengeringan dan akumulasi kontaminan. Disinfeksi dengan pengendalian infeksi tingkat menengah sesuai dengan pedoman nasional regional.

Terakhir direvisi: 02/2017

กรุณานำคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน **TH**

SOLARE Flo

LIGHT - CURED RADIOPAQUE FLOWABLE COMPOSITE


วัสดุบูรณะชนิดเรซินคอมโพสิตฟลิวเบิ้ลคอมโพสิตแบบฉายแสงและเก็บรังสี

สินค้าใช้สำหรับงานทันตกรรมที่ทางผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น

ข้อบ่งชี้

1. ใช้เป็นสารรองพื้นใต้กึ่ง liner และ base
2. ใช้สำหรับการ blocking gut undercut
3. ใช้ในการอุดวัสดุทุกประเภททดแทน รอยตึกรายร่องรอยของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ที่ขอบของฟันผิวเคลือบฟัน
4. ใช้เพื่อปิดบริเวณที่ฉีกการเรียงฟัน
5. ใช้เป็นวัสดุอุดหรือเคลือบหลุมร่องฟัน
6. ใช้สำหรับกรอซอฟัน ในโพรงฟัน Class II, III, IV, I และ V ที่ต้องการวัสดุสีเหมือนฟัน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในการปิดโพรงประสาทฟันที่รุกในโพรงไขยี่งตัว



การใช้งาน


1. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (Preparations)
 - 1) ถัดหลอดฉีดให้ปลายเข็มข้างด้านบน และหมุนบริเวณด้านขวาของเข็มช้าๆ เพื่อวางหลอด
 - 2) ตัดหัวฉีดวัสดุให้เข้ากันพอดีพอดี แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกหัวฉีดกับหลอดฉีด
 - 3) เปลี่ยนกลับไปที่ใบจุดเติม จนกว่าจะมีการใช้ครั้งต่อไป

2. การเลือกสี (Shade Selection)
 - 1) ทำความสะอาดฟันด้วยกระดาษขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ และล้างออกด้วยน้ำ
 - 2) ตัดหัวฉีดวัสดุให้เข้ากันพอดีพอดี แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกหัวฉีดกับหลอดฉีด
 - 3) เปลี่ยนกลับไปที่ใบจุดเติม จนกว่าจะมีการใช้ครั้งต่อไป

3. การเตรียมโพรงฟัน (Cavity Preparation)
 - 1) เตรียมโพรงฟันด้วยวิธีการเตรียมแบบมาตรฐานสากล
 - 2) ใช้หัวฉีดวัสดุอุดฟันที่เตรียมไว้เพื่ออุดโพรงฟัน
 - 3) ใช้หัวฉีดวัสดุอุดฟันที่เตรียมไว้เพื่ออุดโพรงฟัน

4. การทากาวซีเมนต์อุดฟัน (Bonding treatment)
 - 1) ทากาวซีเมนต์อุดฟัน SOLARE Flo ที่ผิวเคลือบฟัน หรือเนื้อฟันชั้นบน
 - 2) ทากาวซีเมนต์อุดฟัน SOLARE UNIVERSAL BOND, G-Premio BOND, G-BOND. โดยให้ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

5. การใส่ SOLARE Flo ในโพรงฟันที่เตรียมไว้
 - 1) เอาหลอดฉีดหัวฉีดออกจากหลอดฉีด
 - 2) เปลี่ยนหัวฉีดหัวฉีดอุดฟันเข้าที่หลอดฉีด
 - 3) หมุนหัวฉีดอุดฟันให้เข้าที่หลอดฉีด
 - 4) หมุนหัวฉีดอุดฟันให้เข้าที่หลอดฉีด



6. การฉายแสงเพื่อเริ่มวัสดุ (Light Curing)
 - 1) ใช้เครื่องฉายแสงเพื่อเริ่มวัสดุ SOLARE Flo ให้แข็งตัว
 - 2) โดยให้ปลายเข็มหัวฉีดชิดกับผิววัสดุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 - 3) และใช้ตารางข้างล่างเป็นตัวกำหนดเวลาที่ใช้ในการฉายแสงและควบคุมหัวฉีดที่แสงสามารถส่องผ่านและทำให้วัสดุแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่

เวลาที่ใช้ในการฉายแสง	5 วัตต์ (Plasma arc) (2000mW/cm²)
	10 วัตต์ (High power LED) (more than 1200 mW/cm²)
	20 วัตต์ (Halogen/LED) (700 mW/cm²)

A1, A2, A3	2.0 มม.
A3.5	1.5 มม.

- ข้อควรระวัง :
1. ไม่โพรงประสาทฟันที่มีความลึกมากๆ ควรฉุดเป็นชั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นทำให้ยากในการตรวจดูชั้นบน
 2. เครื่องฉายแสงที่มีความเข้มแสงต่ำกว่าที่กำหนด อาจทำให้วัสดุแข็งตัวไม่เต็มที่ และวัสดุอาจเกิดการเปลี่ยนสีได้

7. การขัดแต่ง (FINISHING)
 - 1) รบเพื่อให้อุดที่รูปร่างที่ถูกต้อง จัดเรียง และปิดเงา ด้วยวิธีการมาตรฐานสากล

แฉด (SHADES)

A1, A2, A3, A3.5

การเก็บรักษา

บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้เก็บในบริเวณที่เย็นและมืด (4 - 25 ° C / 39.2 - 77.0 ° F) โดยจากความชื้นและน้ำให้ถูกแสง (วัสดุอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ผลิต)

บรรจุภัณฑ์

- 1) Syringe 1g (0.56mL), 3 dispensing tip (plastic type), 1 light protective cover
- 2) 30 dispensing tips (plastic type), 2 light protective covers
- 3) 30 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers

คำเตือน

1. ในกรณีที่วัสดุสัมผัสกับผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อในช่องปาก ให้ใช้ผ้าก๊อชชุบน้ำเกลือสะอาดเช็ดออกทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุ ควรใช้แผ่นยางกันน้ำลายหรือ Cocoa butter ภายใต้อุปกรณ์ฟันหรือเนื้อเยื่อช่องปากออกจากบริเวณที่ทำงาน
2. ในกรณีที่วัสดุกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาจักษุแพทย์โดยทันที
3. ป้องกันการกลืนวัสดุ
4. ห้ามใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในโพรงกระดูกข้อต่อ
5. ปลายหัวฉีดควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
6. วัสดุที่อยู่ในบริเวณที่ปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด หรือ chemicallave หรือ autoclave หรือ steam sterilization
7. ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่หน้ากากทุกครั้ง และใช้เครื่องดูดฝุ่นและแสง
8. ไม่ขณะปฏิบัติงานควรสวมใส่หน้ากากทุกครั้ง และใช้เครื่องดูดฝุ่นและแสง
9. ระวังอย่าให้วัสดุเย็นเกินไป
10. วัสดุที่อยู่ในบริเวณที่ปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด หรือ chemicallave หรือ autoclave หรือ steam sterilization
11. ห้ามใช้ SOLARE Flo ร่วมกับวัสดุที่มีส่วนผสมของ eugenol
12. เพราะสารยูจีนอลอาจไปรบกวนการเชื่อมตัวของวัสดุ
13. ห้ามใช้ปลายฉีดด้วยหลอดฉีดอื่นๆ เพราะจะทำให้วัสดุปนเปื้อน และเสียคุณสมบัติ
14. ในกรณีที่วัสดุทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง และน้ำให้เลิกใช้และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
15. ห้ามผสมวัสดุที่มีส่วนผสมของยูจีนอลหรือยูจีนอล

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
http://www.gcamerica.com
http://www.gcasidental.com
http://www.gcindidental.com

They can also be obtained from your supplier.

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (CLEANING AND DISINFECTING):
การใช้งานหลายครั้ง : เพื่อป้องกันรังสีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน วัสดุต้องทำการฆ่าเชื้อแบบ mid-level disinfection ตรวจสอบฉีกว่ามีสารอุดหรือเคลือบผิวหรือไม่มี
ห้ามใช้รีไซเคิลซ้ำ
ห้ามใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
ให้ถอดความสะอาดตามกฎข้อบังคับของการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตาม mid-level disinfectant

Last revised: 02/2017

Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng **VI**

SOLARE Flo

COMPOSITE LỎNG QUANG TRÙNG HỢP CÓ CẢN QUANG

Chỉ dùng trong Nha khoa và dùng đúng chỉ định

CHỈ ĐỊNH


- Trám lót, trám nền
- Che phủ vùng lẹm
- Sửa chữa trực tiếp hay gián tiếp răng thẩm mỹ, làm cầu mào tam, thiêu hồng đường hoàn tất khi đường viền nằm trên men
- Trám bít vùng răng nhạy cảm
- Trám bít hố răng và sealant
- Trám trực tiếp cho các xoang II, III, IV, I, V bao gồm những xoang nhỏ và cần độ chảy lỏng cao

CHÔNG CHỈ ĐỊNH

Tránh sử dụng cho những bệnh nhân dị ứng với methacrylate monomer hoặc methacrylate polymer

THỰC HIỆN

- 1- Chuẩn bị
 - Giữ ống syringe theo chiều thẳng đứng và vặn nắp ra ngược theo chiều kim đồng hồ
 - Lắp đầu ống bơm vào theo chiều kim đồng hồ
 - Lắp miếng nắp che sáng vào đầu ống bơm cho đến lúc sử dụng
- 2- Chọn màu :
Làm sạch răng bằng bột đánh bóng và nước. Chọn màu nền làm trước và riêng rẽ. Chọn màu răng thích hợp từ A1 , A2 , A3 , A3.5. Đây là bảng so màu chuẩn của VITA




*Vita® là thương hiệu của Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

- 3- Chuẩn bị xoang :
Chuẩn bị xoang theo cách thông thường. Thổi khô nhẹ với luồng hơi không có dầu. Đặt để cao su để cách ly nước bọt, máu, dịch tiết
- 4- Bonding :
Bôi vào men và ngả răng loại keo dán 1 chai như SOLARE UNIVERSAL BOND, hoặc G-Premio BOND, hoặc G-BOND. Làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất
- 5- Bơm SOLARE Flo vào
Lấy nắp chụp đầu bơm syringe ra

- Lưu ý :
Trước khi bơm vật liệu vào xoang, cần chú ý 1 số điều sau :
-Đầu ống bơm phải gắn vào syringe 1 cách chắc chắn
-Án bơm từ từ syringe để đẩy bọt khí ra ngoài cho đến khi thấy composite bắt đầu lộ ra ngoài đầu ống bơm (H.2)
Đặt đầu ống bơm gần sát với xoang trám và bơm nhẹ syringe để cho vật liệu vào xoang trám. Hoặc có thể bơm vật liệu ra ngoài trộn và đưa vào xoang bằng dụng cụ thích hợp.

- Lưu ý :
• Nếu đây nắp lại, tháo đầu bơm ra và đẩy 1 ít vật liệu ra ngoài syringe.
• Hạn chế tối đa nguồn ánh sáng xung quanh .
• Nguồn ánh sáng xung quanh có thể rút ngắn thời gian thao tác
• Sau khi sử dụng , tháo đầu ống bơm ra bỏ đi và vận động nắp syringe lại



- Gợi ý làm sàng**
Để tăng hiệu quả cho việc bơm vật liệu ra, ứng dụng sức căng bề mặt của vật liệu để tạo sự đồng đều bao phủ toàn bộ bề mặt miếng trám. Đặt ống syringe theo hướng vuông góc với bề mặt miếng trám, bơm vật liệu ra và lùi từ từ ống syringe để cho vật liệu chảy đều ra và tạo bề mặt miếng trám phẳng và bóng sáng .

- 6- Chiều đèn :
Bôi vào men và ngả răng loại keo dán 1 chai như SOLARE Flo. Đặt đầu ống dẫn quang gần sát với vật liệu trám. Dưới đây là bảng hướng dẫn thời gian chiếu đèn và bề dày tối ưu miếng trám

Thời gian chiếu đèn	5 sec. (Plasma arc) (2000mW/cm²)
	10 sec. (High power LED) (more than 1200 mW/cm²)
	20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)

A1, A2, A3	2,0mm
A3.5	1,5mm

- Lưu ý
• Nền trám vật liệu vô xoang và chiếu đèn từng lớp . Độ dày tối đa cho từng lớp , vui lòng tham khảo bảng trên.
• Cường độ ánh sáng thấp sẽ làm cho sự trùng hợp không hoàn hảo hoặc làm đổi màu miếng trám

Màu

A1, A2, A3, A3.5

BẢO QUẢN

Nên bảo quản vật liệu ở nơi mát và tối (4-25°C / 39.2-77.0°F), tránh nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp.
Hạn dùng : 3 năm, kể từ ngày sản xuất

ĐÓNG GÓI

- 1) Syringe ống1g (0.56mL), 3 dispensing tip (plastic type), 1 light protective cover
- 2) 30 dispensing tips (plastic type), 2 light protective covers
- 3) 30 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers

- LUU Ý**
- Trong trường hợp tiếp xúc với niêm mạc miệng hoặc da , lấy ra ngay bằng miếng sponge hay gòn nhúng cồn . Rửa lại bằng nước sạch . Có thể dùng để cao su hay Cocoa Butter cách ly để phòng ngừa vật liệu tiếp xúc với da và niêm mạc miệng.
 - Trường hợp tiếp xúc vào mắt , rửa sạch ngay bằng nước và đến khám bác sĩ.
 - Cần thận trọng nuốt vật liệu
 - Không được trộn với vật liệu tương tự khác
 - Đầu ống bơm chỉ dùng 1 lần , phòng ngừa lây nhiễm chéo cho bệnh nhân , không được dùng lại đầu bơm . Đầu bơm không thể khử khuẩn bằng Autoclave hay phương pháp hóa học
 - Dùng gang tay bằng cao su hoặc plastic trong lúc làm việc nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với luồng khí khi trám từng lớp để phòng ngừa sự mất cảm có thể xảy ra.
 - Nên đeo mắt kính bảo vệ mắt trong lúc chiếu đèn quang trùng hợp
 - Khi đánh bóng vật liệu , nên sử dụng máy hút bụi chuyên dụng và khẩu trang chống bụi nhằm tránh hít phải bụi bẩn
 - Nên tránh bám dính vật liệu trên quần áo
 - Trường hợp bị dính vật liệu vào vùng khác như răng , khi cụ phục hình, dùng miếng sponge hay gòn viền, hoặc dụng cụ lấy đi trước khi phục hình.
 - Không được dùng SOLARE Flo với vật liệu có chứa Eugenol vì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình đông cứng vật liệu
 - Không nên lau chùi đầu ống bơm với lượng cồn quá mức vì nó có thể là nguyên nhân gây nhiễm bẩn vật liệu
 - Loại bỏ các loại rác thải theo quy định của địa phương
 - Một số ít trường hợp có thể gây nhạy cảm, nên ngưng sử dụng sản phẩm và tìm sự tư vấn của chuyên gia y tế
 - Luôn luôn đeo các thiết bị bảo vệ (PPE) như gang tay, khẩu trang, kính trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Người tài liệu an toàn có sẵn tại:
http://www.gceurope.com
http://www.gcamerica.com
http://www.gcasidental.com
http://www.gcindidental.com

LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG HỆ THỐNG LÀM SẠCH ĐÀ HẰNG : để tránh tình trạng lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, thiết bị này cần được khử trùng ở mức độ trung bình. Sau khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và gắn nhãn. Vật bỏ thiết bị nếu hư hỏng KHÔNG ĐƯỢC NGÂM VÀO NƯỚC. Để làm sạch hoàn toàn thiết bị, tránh làm khô và tích tụ các chất ô nhiễm. Khử trùng ở mức độ trung bình với sản phẩm chăm sóc sức khỏe kiểm soát nhiễm khuẩn được đăng ký theo tiêu chuẩn quốc gia / khu vực.

Chỉnh sửa lần cuối : 02/2017